

## Produits



### **Vector Fluid polish**

Fluide de polissage avec des particules d'hydroxyapatite  
quantité : 200 ml

**CWZ510C2350**



### **Vector/RinsEndo désinfection**

Solution désinfectante prête à l'emploi pour nettoyer et désinfecter les circuits internes  
Figure dans la liste DGHM

conditionnement : flacon de 2,5 l

**CDZ501C6150**



### **Vector cleaner**

Nettoyant pour le circuit interne du Vector  
conditionnement : flacon de 2,5 l

**CCA531A6150**

### **Concepts thérapeutiques et système d'inserts**

Le système Vector vous permet de traiter intégralement la parodontite et la péri-implantite ainsi que d'effectuer un détartrage professionnel.

PO07-625-03/HKadd.de/1,25/01/C4 Sous réserve de modifications techniques

DÜRR DENTAL FRANCE  
26 rue Diderot  
92000 Nanterre  
France  
Tel.: +33 (0) 1 55 69 11 50  
Fax: +33 (0) 1 55 69 11 51  
www.durr.fr  
info@durr.fr



## Vector – inserts, produits et accessoires



AIR COMPRIMÉ  
ASPIRATION  
IMAGERIE  
ODONTOLOGIE  
CONSERVATRICE  
HYGIÈNE



## Parodontologie, traitement initial



### Kit d'inserts Paro

Pour 5 inserts  
**2031-450-00**



### Sonde Paro droite

Insert équivalent à la sonde parodontale pour le traitement sous- et supra-gingival des faces vestibulaires et linguales

**2030-151-01E** conditionnement : 3 unités



### Flamme Paro

Insert en forme de flamme destiné au traitement sous-gingival des faces vestibulaires et linguales dans des poches de 5 mm

**2030-151-02E** conditionnement : 3 unités



### Sonde Paro courbe

Insert équivalent à la sonde Naber pour le traitement des espaces inter-radiculaires

**2030-151-03E** conditionnement : 3 unités



### Curette Paro

Insert coudé pour le traitement des faces proximales, sous-gingivales et supra-gingivales

**2030-151-04E** conditionnement : 3 unités



### Sonde Paro Plus

Insert comparable à la sonde parodontale pour le traitement universel des faces proximales, vestibulaires et linguales. Pour accéder à la zone proximale jusqu'à une profondeur de 5 mm

**2031-400-06E** conditionnement : 3 unités

## Parodontologie, maintenance et traitement de la péri-implantite



### Kit d'inserts de maintenance/implant

Pour 3 inserts de maintenance  
**2031-460-00**



### Sonde de maintenance droite en CFC

Insert semi-rigide en forme de sonde (en composite renforcé par des fibres de carbone) pour le traitement sous- et supra-gingival des faces vestibulaires et linguales

**2030-153-02E** conditionnement : 3 unités



### Curette de maintenance en CFC

Insert semi-rigide, coudé (en composite renforcé par des fibres de carbone) pour le traitement des faces proximales

**2030-153-05E** conditionnement : 3 unités



### Sonde Supra souple

Insert en forme de sonde ultrasouple pour le nettoyage et le rinçage non agressif des surfaces des implants et des surfaces dentaires

**2030-152-01E** conditionnement : 3 unités

## Prophylaxie



### Insert Scaler P4

Insert universel pour éliminer les dépôts supra-gingivaux

**P4 : 2032-414-00**



### Inserts Scaler P1, P2, P3

Pour éliminer les dépôts sous-gingivaux dans les poches profondes

**P1 : 2032-411-00 (droit)**

**P2 : 2032-412-00 (courbé à droite)**

**P3 : 2032-413-00 (courbé à gauche)**



### Boîte de stérilisation Paro argent

Boîte de stérilisation à fond perforé pour stériliser et conserver la pièce à main du Vector Paro et le kit d'inserts

**2031-330-00**




### Boîte de stérilisation Scaler bleue

Boîte de stérilisation avec fond perforé pour stériliser et conserver la pièce à main du Vector Scaler et le kit d'inserts

**2032-330-00**

## Décidez vos patients ! Nous vous épaulons gratuitement



### Paquet Marketing Vector

- Brochures pour les patients, avec présentoir
- Posters destinés aux patients
- Carnets de prophylaxie

### Vector DVD

- Des films de démonstration pour apprendre à utiliser correctement l'appareil et les inserts
- Autres documents et informations sur le Vector