


HU-FRIEDY KEY OPINION LEADER DR. BENJAMIN CORTASSE & DR. JULIEN MOURLAAS

KIT PAROPLASTIC




À PROPOS DU

DR. BENJAMIN CORTASSE:

 Gros plan sur: **Microchirurgie**

 Instrument préféré: **TKN1X**


 Site Internet: **www.paroplastic.com**

 Inspiré par: **Dr. Eric Van Dooren**

 Pays: **France**



À PROPOS DU **DR. JULIEN MOURLAAS:**

 Gros plan sur: **Micro Surgery**

 Instrument préféré: **NHDPV**

 Site Internet: **www.paroplastic.com**

 Inspiré par:
Dr. Benjamin Cortasse

 Pays: **France**



Choisir Hu-Friedy, c'est allier qualité et innovation, ce qui est la clé de ma pratique chirurgicale quotidienne.

Dr. Benjamin Cortasse & Dr. Julien Mourlaas




KIT PAROPLASTIC

Notre kit a été conçu avec une seule idée en tête: réaliser n'importe quelle chirurgie plastique parodontale de la manière la plus efficace et la plus élégante, en respectant les tissus.



Paroplastic

REGARDEZ
LA VIDÉO
SUR LE **KIT**



Rendez-nous visite sur le site Internet **HuFriedyGroup.eu**

KIT PAROPLASTIC



MIR5DSHDBE

Miroir n°5 double face,
Européen, **Black Line**, Pack
unitaire



MHE6B

Manche de miroir européen, Satin Steel, **Black Line**



SPP24GSPX

Swiss Perio Décolleur #24G Série **Black Line**

1-2-3-...15



PCPUNC15CH

Sonde parodontale UNC #UNC15
manche #lisse Qulix 1-2-3-...14-15



SHDPV

Manche Bistouri Mini lames
manche #SinusLine



10-130-5EM

Manche de bistouri #5E
européen



TKN1X

Couteau de
tunnelisation #1
Black Line



TKN2X

Couteau de
tunnelisation #2
Black Line



FQUINCEY2X


Instrument
Tunnelisation #2 Giles
de Quincey **Black Line**

BLACK LINE

La Black Line est conçue pour optimiser les résultats cliniques tout en assurant l'efficacité de chaque geste chirurgical.

La Black Line dispose d'un revêtement technique performant pour préserver de manière optimale son tranchant, de réduire le réfléchissement de la lumière grâce à la finition noire mate, qui améliore le contraste et l'acuité visuelle.

KIT PAROPLASTIC

**TPDAPV**

Pince à tissus Micro
manche SinusLine droit
18 cm

**TPSLCOCMN**

Pince à tissus Micro
Cooley manche SinusL
18 cm courbée mod

**SPV**


Ciseaux micro M
#SinusLine 18 cm

**NHDPV**

Porte-aiguille micro-chir
Velvart droit 18 cm diamanté
6 à 8/0

**LE SAVIEZ-VOUS ?**

Tous les instruments articulés – forceps, pincettes, ciseaux, pinces, pinces hémostatiques, pinces orthodontiques, etc. – doivent être maintenus lubrifiés. L'utilisation régulière de lubrifiants appropriés, comme le spray lubrifiant pour instruments (ILS), les préservera de la rouille, de la corrosion et de la rigidité des joints pour assurer un fonctionnement fluide. **Tous les instruments articulés doivent être stérilisés en position ouverte.**

**S18**

Ciseaux Iris #18 fins courbés 11,5 cm

POURQUOI DEVRIEZ-VOUS UTILISER UN SYSTÈME DE GESTION DES INSTRUMENTS (IMS):

Gagnez entre 5 et 10 minutes par procédure et prolongez la durée de vie de vos instruments grâce au système IMS ! Transportez vos instruments en toute sécurité et réduisez les risques de blessures et de contamination.

*Par comparaison avec la décontamination individuelle des instruments. Basé sur les résultats d'une étude de marché.

EN
DÉCOUVRIR
PLUS SUR
LA PAGE IMS

**IMEDIN187S**

IMS™ Infinity Series™ DIN Surgical Cassette
for 18 instruments with an accessory area + 4 clips
(2 x 1 1000) for hinged instruments, noir.
Dimensions: 290 x 184 x 34 mm



KIT PAROPLASTIC

SUTURES PERMA SHARP™

Les sutures Perma Sharp™ sont conçues spécifiquement pour le dentaire, assurant une fermeture efficace et fiable des tissus mous.

- Acier inoxydable série 300, l'alliage idéal pour les aiguilles de suture dentaire, assure un parfait tranchant de l'aiguille passage après passage.
- Fabriqué à partir d'une composition d'alliage plus solide, augmentant la résistance ductile - si l'aiguille se plie, elle est moins susceptible de se casser lors du remodelage.
- Géométrie de pointe plus fine pour une pénétration douce des tissus, nécessitant jusqu'à 20 % moins de force que les autres aiguilles à suture.²
- Aiguilles percées au laser pour réduire la perturbation des tissus.

²Données sur dossier. Pour plus d'informations, contactez
Karishma Garipey,
Hu-Friedy Mfg. Co., LLC, 3232 N. Rockwell St,
Chicago, IL 60618.



PSN8695P

Sutures Polypropylene #6-0NA/C-3 P.inversée 3/8cercle

INDICATION:

Suture microchirurgicale standard pour tunnel

PSN8660P

Sutures Polypropylene #6-0NA/C-22 inversée 3/8cercle

INDICATION:

Suture microchirurgicale postérieure pour tunnel

PSN8696P

Sutures Polypropylene #7-0NA/C-1 P.inversée 3/8cercle

INDICATION: FGG/Douille d'extraction

PSN387V

Sutures PGA #6-0A/C-22 inversée 3/8cercle

INDICATION:

Suture microchirurgicale standard pour CAF + CGT

PSN489V

Sutures PGA non teinté #6-0A/C-1 P.inversée 3/8cercle

INDICATION:

Incision de libération Suture microchirurgicale pour CAF + CGT

ACADÉMIE PAROPLASTIC

Paroplastic
académie

By Cortasse - Mourlaas

Paroplastic a pour but de partager la passion de la chirurgie plastique parodontale. Au travers de différents supports de formations, les Docteurs Benjamin Cortasse et Julien Mourlaas, vous apporteront tout leur savoir clinique, scientifique et littéraire permettant ainsi d'intensifier les échanges, créant un véritable Think Tank.

Notre souhait est de permettre aux cliniciens de comprendre et adapter chaque technique à une situation clinique réelle rencontrée.

Durant chacune de nos sessions, la proximité et la disponibilité faciliteront les échanges lors desquels les éléments et trucs et astuces seront délivrés sans aucune retenue. Chaque confrère est reçu comme un ami ; durant les sessions Over The Shoulder, les portes et tiroirs, de notre clinique vous seront grands ouverts.

COURS

Une multitude de détails seront abordés afin d'améliorer les compétences de chacun. Paroplastic n'est pas un programme uniquement théorique : nous vous proposons un programme complet, tel que nous en rêvions.

• PAROPLASTIC ACADÉMIE:

un cursus complet, 2 sessions, 7 jours, Cours et Travaux Pratiques.
Objectif: acquérir des bases solides avec application immédiates.

• OVER THE SHOULDER:

2 jours de chirurgie en live, petit comité, trucs et astuces, immersion en cabinet.
Objectif: voir ce qui ne peut être dit.

• TP BOX:

tout ce qu'il vous faut pour faire et refaire toutes les techniques de chirurgie plastique.
Objectif: pouvoir s'entraîner seul, encore et toujours.

• EXTRACTION/IMPLANTATION EN SECTEUR ESTHÉTIQUE:

8h de formation online pour maîtriser indications et techniques de cet acte spécifique.
Objectif: apprendre, comprendre et revoir de chez soi.

• MASTERCLASS:

tous les 2 ans, 2 jours de formations et mises à jour des dernières techniques et perspectives.
Objectif: restez au top et avoir le plaisir de se retrouver.

• ÉLONGATION CORONAIRE:

connaître les différentes indications, protocoles chirurgicaux et outils de planification.
Objectif: une mise en place efficace selon un arbre décisionnel.

• LE CONGRÈS:

2 jours très intenses avec un conférencier international.
Objectif: ouvrir son esprit à de nouveaux concepts avec un conférencier international.








Pour plus d'informations ou pour passer une commande, veuillez téléphoner au numéro 00800 48 37 43 39 ou visiter le site [HuFriedyGroup.eu](https://www.HuFriedyGroup.eu)

Numéro de téléphone gratuit : 00800 48 37 43 39 | **Fax gratuit :** 00800 48 37 43 40

E-mail : info@hu-friedy.eu | **Site Web :** [HuFriedyGroup.eu](https://www.HuFriedyGroup.eu)

   @HuFriedyGroupEurope

Hu-Friedy Mfg. Co., LLC • Siège social européen • Lyoner Str. 9 • 60528 Frankfurt am Main, Germany • [HuFriedyGroup.eu](https://www.HuFriedyGroup.eu).

Tous les autres noms de sociétés et de produits sont des marques commerciales de Hu-Friedy Mfg. Co., LLC, ses sociétés affiliées ou apparentées, sauf indication contraire. ©2022 Hu-Friedy Mfg. Co., LLC. Tous droits réservés. HFL-727FR/1022