



Lingettes à faible teneur en alcool pour la désinfection de dispositifs médicaux non-invasifs et tout type de surfaces.

## mikrozid® universal wipes green line

### Notre plus

- Lingettes 100% sans plastique
- Multiple durabilité et neutralité climatique
- Très bonne compatibilité avec les matériaux
- Efficacité rapide et complète
- Dermatologiquement testé

### Domaines d'utilisation

Le produit convient pour la désinfection de dispositifs médicaux et autres surfaces. Notre produit polyvalent pour une désinfection rapide convient également pour la désinfection des appareils de communication sensibles. Les smartphones et les tablettes font partie des surfaces de contact les plus fréquentes. Avec mikrozid® universal *green line* il est possible de les traiter en toute sécurité sans endommager les matériaux.

### Efficacité microbiologique

Efficacité	Solution	Temps d'action
<b>Bactéries</b> EN16615 - en conditions de propreté	prêtes à l'emploi	1 min
<b>Bactéries</b> Selon les recommandations VAH temps de contact court - en conditions de saleté	prêtes à l'emploi	2 min
<b>Bactéries</b> EN13727 - en conditions de saleté	prêtes à l'emploi	15 sec
<b>Bacille de la Tuberculose</b> EN14348 - en conditions de propreté	prêtes à l'emploi	5 min
<b>Levure</b> EN16615 - en conditions de propreté	prêtes à l'emploi	1 min

Efficacité	Solution	Temps d'action
<b>Levure</b> EN13624 - en conditions de saleté	prêtes à l'emploi	1 min
<b>Levure</b> Conformément à la VAH - en conditions de saleté	prêtes à l'emploi	2 min
<b>activité virucide limitée</b> EN14476 - en conditions de saleté	prêtes à l'emploi	15 sec
<b>activité virucide limitée PLUS</b> EN14476 - en conditions de saleté	prêtes à l'emploi	15 min
<b>norovirus</b> EN14476 - en conditions de saleté	prêtes à l'emploi	60 sec
<b>norovirus</b> EN14476 - en conditions de propreté	prêtes à l'emploi	30 sec
<b>polyomavirus SV 40</b> Conformément à la directive de la DVV (Association allemande de lutte contre les maladies virales, association déclarée) / RKI	prêtes à l'emploi	15 sec
<b>rotavirus</b> EN14476 - en conditions de propreté	prêtes à l'emploi	15 sec

CE 0297



# mikrozyd® universal wipes green line

## Données relatives au produit

### Composition:

100 g de solution contiennent les substances actives: 17,4 g propan-2-ol, 12,6 g éthanol (94 % w/w) Désignation conforme à l'ordonnance (CE) N°648/2004: <5% agents tensioactifs anioniques

## Remarques particulières

Le produit est extrêmement compatible avec les métaux et les matières plastiques. Veuillez tenir compte de la protection contre les incendies & les explosions lors de l'utilisation de désinfectants à base d'alcool. S'éloigner de tenir à l'écart de la chaleur et des sources d'inflammation. Des indications supplémentaires sont disponibles sur demande. schülke garantit une conservation de 1 mois après l'ouverture de l'emballage.

Disponible en dimension: mikrozyd® universal wipes *green line* (6 x 114 lingettes 18 x 20 cm) Portée par lingette\*: ca. 1,0 m<sup>2</sup>

\* La portée par lingettes dépend des conditions environnementales et de la structure de la surface essuyée.

### Conseils d'utilisation

Essuyer la surface avec la lingette imbibée et laisser agir. Veiller à un mouillage complet. S'assurer que toutes les salissures visibles sont enlevées avant la désinfection. Traiter que des petites surfaces. Respecter les critères d'hygiène lors de l'ouverture du softpack. Après l'utilisation, veiller à bien refermer le couvercle. En cas de virus Adeno et Mycobacterium tuberculosis, maintenir la surface humide pendant toute la durée d'action. Les incidents graves liés au produit doivent être signalés au fabricant et à l'autorité compétente. Ne convient pas à la désinfection de dispositifs médicaux invasifs! Le produit peut s'utiliser sans gants, dans la mesure où la protection du travail et la lutte contre les infections le permettent.

## Comment commander

Article	Bon de livraison	N° art.
mikrozyd univ wipes green line 114 ST SP	6/Carton	70003354

## Produits associés

- mikrozyd® AF wipes
- mikrozyd® sensitive wipes
- mikrozyd® universal liquid
- mikrozyd® universal wipes premium

## Informations environnementales

schülke fabrique ses produits selon des procédés avancés, sécurisés et respectueux de l'environnement, de manière économique et dans le respect des standards élevés de qualité.



Schülke & Mayr GmbH est titulaire d'une autorisation de fabrication selon le paragraphe 13 alinéa 1 de la loi allemande pour les médicaments et les certificats de conformité aux BPF des produits médicaux.

schülke Suisse  
Schülke & Mayr AG  
Hungerbühlstrasse 22  
8500 Frauenfeld  
Schweiz  
Tel. +41 (0) 44 - 46655 - 44  
www.schuelke.ch  
mail.ch@schuelke.com

schülke siège principal  
Schülke & Mayr GmbH  
Robert-Koch-Str. 2  
22851 Norderstedt, Allemagne  
Tél +49 (0) 40 - 52100 - 0  
Fax +49 (0) 40 - 52100 - 318  
www.schuelke.com  
mail@schuelke.com

## Avis d'expert et information

Pour avoir un aperçu du produit mikrozyd® universal wipes *green line*, veuillez consulter l'adresse Internet [www.schuelke.ch](http://www.schuelke.ch).

Pour des questions individuelles:

Customer Care

Tél.: +41 44 466 55 44

Email: [mail.ch@schuelke.com](mailto:mail.ch@schuelke.com)