

# Orotol plus

Désinfection des systèmes d'aspiration  
(à la fin du travail)



Concentré liquide non moussant pour la désinfection, la désodorisation, le nettoyage et l'entretien simultanés de systèmes d'aspiration, des récupérateurs d'amalgame et des crachoirs.



Préserve votre système d'aspiration

Compatibilité des matériaux testée

Recommandé par les principaux fabricants d'unités d'aspiration

Effets durables – aspirer avec de l'eau froide

Idéal pour une utilisation en combinaison avec le MD 555 cleaner

## Temps d'action



2%

5 à 60 min

1 à 2 fois par jour

## Recommandation

**Protection** sûre  
contre les infections  
et **élimination**  
efficace des  
dépôts organiques

## Spectre d'activité\*



### Protection élevée contre les infections :

bactéricide, levuricide, virucide limité (virus enveloppés dont VHB, VHC, VIH et coronavirus), adénovirus et norovirus non enveloppés



## Caractéristiques principales

Seulement

2%

de concentration  
d'application

Dissout et  
désinfecte  
le biofilm

Garantit un  
fonctionnement  
parfait du système  
d'aspiration sur les  
plans technique et  
hygiénique

